

# MANIPULACIÓN y MANTENIMIENTO DE SecurAcath



1 Retirar el vendaje según el **protocolo** del hospital; utilice un removedor de adhesivo si es necesario. **No retire la parte superior** del SecurAcath durante cambios de apósito.



2 Si hay fluidos o sangre en el la zona del punto de inserción o en el SecurAcath, utilice una **gasas con solución salina** para limpiar y asegúrese de que el dispositivo esté limpio y seco.



3 Levante suavemente el catéter y el SecurAcath para limpiar alrededor del sitio de inserción del catéter. **No gire SecurAcath de su orientación original.**



4 Mientras esté levantado, utilice un agente antiséptico para **limpiar a 360°**:  
- el sitio de inserción y la zona colindante,  
- el SecurAcath,  
- el catéter hasta su pabellón.  
Deje que la piel y el dispositivo se sequen completamente.

## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN DEL APÓSITO CON SECURACATH



- Coloque el apósito del catéter según el protocolo del hospital, sin estirarlo.
- Asegúrese de que los bordes estén completamente en contacto con la piel.
- Respecto a los accesos vasculares asegúrese de estabilizar las aletas del catéter y en el caso de los drenajes al menos 2 cm desde la salida del tubo bajo el apósito para evitar que el catéter gire o que se tire de él.

## INFORMACIÓN ADICIONAL DE UTILIDAD

Si el paciente se queja de **dolor** en el lugar de inserción, es importante evaluar y resolverlo. Puede deberse a la **desinfección en el lugar de inserción** (normalmente una sensación de quemazón o escozor). Si se trata de un dolor **punzante** o transitorio considere la posibilidad de **cambiar el apósito**, ya que puede estar **demasiado apretado** y causar presión sobre el SecurAcath.

Cuando se retire el apósito, **evalúe la posición** para asegurarse de que SecurAcath no se ha movido de su orientación original. Si no está seguro, levántelo y **deje que se ponga de forma natural** antes de volver a colocar el apósito. Siga los pasos anteriores para la aplicación del apósito.

Los **discos antimicrobianos** y los **adhesivos tisulares** pueden utilizarse con el SecurAcath. Coloque los productos en forma de disco levantando el SecurAcath y deslizando la hendidura alrededor del catéter y las patas de SecurAcath. Siga las instrucciones del fabricante para la correcta aplicación de su producto específico.