

DOBLE ALETA

- ▶ Evita la penetración total de la aguja en la piel
- ▶ Limita la libertad de rotación
- ▶ Crea inestabilidad y falta de rotación

BISEL

- ▶ Permite la venopunción
- ▶ Permite la extracción de sangre en venas pequeñas

SISTEMA DE RECOLECCIÓN

- ▶ Conectada a un jeringa puede colapsar la vena
- ▶ Dificulta el proceso de extracción

PROLONGADOR

- ▶ Aumenta el volumen muerto
- ▶ Incrementa los riesgos de acodamiento
- ▶ Crece la posibilidad pontencial de coágulo sanguíneo

AGUJA DE MARIPOSA