



CARACTERÍSTICAS DISPOSITIVO

- ▶ El sistema presenta un longitud y talla que resulta demasiado grande para los recién nacidos
- ▶ Dificultades para la estabilización de la aguja
- ▶ Al no estar adaptado para neonatos puede producir el colapso de las venas más delgadas
- ▶ Requiere el uso de profesionales expertos

SISTEMA DE EXTRACCIÓN

- ▶ Evita la penetración total de la aguja en la piel del neonato
- ▶ No se recomiendan los tubos de vacío en los pacientes neonatales

BISEL

- ▶ Permite la extracción de las muestras mediante venopunción
- ▶ Permite recoger numerosas muestras segura para los profesionales a cargo
- ▶ No ofrece un indicador de la orientación del bisel
- ▶ Los extremos del sistema son muy afilados y ponen en riesgo la seguridad del operador al cargo durante el desmontaje

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE SANGRE **AL VACÍO**