


ELECCIÓN DE LA JERINGA PARA LA PURGA DEL CATÉTER MIDLINE

Para evaluar la función del Dispositivo de Acceso Vascular (DAV) se recomienda emplear una jeringa igual o mayor a 5 ml o una jeringa específicamente diseñada para generar presiones bajas de inyección. Es un hecho, que **las jeringas pequeñas son las que más presiones generan:**



$$P = F/S$$

Presión generada por la jeringa y entonces aplicada en el catéter

Superficie del émbolo de la jeringa

Fuerza aplicada por el dedo al empujar el émbolo

CON LA JERINGA GRANDE



CON LA JERINGA PEQUEÑA

