



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN DE APÓSITOS CON **SECURACATH**

- **Colocar el apósito** del catéter **según el protocolo** del hospital, sin estirarlo.
- Asegurarse de que los **bordes** estén completamente en **contacto con la piel**.
- Respecto a los **accesos vasculares** asegurarse de **estabilizar las aletas del catéter** y en el caso de los **drenajes** **al menos 2 cm desde la salida del tubo bajo el apósito** para evitar que el catéter gire o que se tire de él.

