



TERAPIA INTRAVASCULAR  
Cámaras implantables

La solución  
PICC-port



Value Life

## PICC-port, beneficios y ventajas

Es un reservorio totalmente implantable con un acceso braquial que utiliza las técnicas actuales de inserción de PICC<sup>(1)(2)</sup>.

### Seguro y fiable

Mismo rendimiento clínico y seguridad que los dispositivos tradicionales de acceso vascular de larga duración (PICC, reservorio torácico)<sup>(1)(3)</sup>


### Adecuado para pacientes con cáncer de mama<sup>(3)</sup>

El sitio de acceso permite importantes ventajas estéticas:

- No hay cicatriz suplementaria en el pecho
- Fácil acceso al reservorio sin necesidad de desnudar la paciente

### Valiosa alternativa al reservorio torácico en algunas situaciones<sup>(4)</sup>

- Preocupaciones estéticas/psicológicas
- Alteraciones cutáneas de la zona torácica
- Radioterapia regional
- Traqueotomía complicada<sup>(2)</sup>
- Pacientes con cáncer con quemaduras extensas en el tórax y el cuello<sup>(5)</sup>...



## Diseño específico y accesorios dedicados

poly<sup>site</sup>® **Micro port**: un reservorio con bajo perfil...

Tipo de reservorio	Pediátrico o adulto
Materiales	POM + titanium
Ø de la base	22.0 x 17.0mm

Ø membrana	7.8mm
Peso	2.9g
Altura	8.7mm

- Buena estabilidad
- Peso ligero
- Perfil bajo permite una cicatriz discreta
- Ángulo no traumático
- Anillo de conexión radiopaco

Compatible con la alta presión 325psi

Compatible con resonancia

## ... con catéter de poliuretano 5F con pared fina ...


- 60 cm de longitud
- Flujo resistente a la presión
- Marcadores centimétricos

## ...y accesorios microinvasivos para el acceso braquial

Funda pelable con:

- Transición suave

- Sistema de cierre patentado: fácil y seguro
- Diseño de aletas único
- Entrada en forma de embudo



### Aguja de seguridad

Para la protección de los trabajadores sanitarios frente a los riesgos de lesiones por pinchazo<sup>(7)</sup>




### Bisturí de seguridad

para la protección del personal sanitario frente a los riesgos de heridas por material punzante<sup>(7)</sup>



### Guía de Nitinol

para ayudar a la progresión del catéter en la vena si es necesario.



Nitinol recto anti-acodamiento con pasaguía thumbfeed para facilitar la inserción




Agujas con puntas ecogénicas para una mejor visibilidad con ultrasonidos

### Dispositivo para tunelización

para tunelizar el catéter.

## Kit PICC-Port: la solución todo en uno



Referencia	Producto
V02772001	Kit PICC-Port

La solución del kit PICC-port es completa con:

- Reservorio (polysite® 2015)
- Kit de introducción con técnica Micro Seldinger (MST) con:
  - . Introdutor de PTFE pelable 7 cm, 5Fr
  - . Guía recta de Nitinol de 40 cm
  - . Aguja de punción de seguridad ecogénica 21G, L. 7 cm
  - . Aguja de punción ecogénica 21G, L. 4 cm
  - . Jeringa Luer Slip 10 ml
- Bisturí de seguridad nº11
- Guía de nitinol
- Dispositivo de tunelización

## Para obtener resultados óptimos, descubra nuestras sugerencias

Tenga una inserción de PICC-port acorde a las recomendaciones con nuestros sistemas de ultrasonidos y ECG<sup>(1)</sup>.



**sonda inalámbrica**



**equipos de ultrasonidos**  
Ecógrafos portátiles



**pilot TLS™**  
Sistema de localización de la punta

1. A multicenter retrospective study on 4480 implanted PICC-ports: a GAVeCeLT project. S.Bertoglio et al. JVA 2022

2. The Gavecelt manual of PICC and Midline. Mauro Pittiruti, Giancarlo Scoppettuolo. 2016

3. Bertoglio S, Cañero F, Meszaros P, et al. PICC-PORT totally implantable vascular access device in breast cancer patients undergoing chemotherapy. J Vasc Access 2020

4. INS standard of practices Infusion Therapies 2021

5. Merlicco D, Lombardi M and Fino MC. PICC-PORT: valid indication to placement in patient with results of extensive skin burns of the neck and chest in oncology. The first case in the scientific literature. Int J Surg Case Rep 2020

6. See IFU

7. EU Directive 2010/32/EU

### TERAPIA INTRAVASCULAR

Para más información, póngase en contacto con: [comunicacion@vygon.com](mailto:comunicacion@vygon.com)

Las especificaciones mostradas en este folleto son meramente informativas y no tienen, en ningún caso, carácter contractual.

Vygon  
Calle Ciudad de Sevilla 34  
P.I. Fuente del Jarro 46988 Paterna-VALENCIA  
Tfno: 961 343 030 - [www.vygon.es](http://www.vygon.es)



[www.vygon.es](http://www.vygon.es)