

Cortar o no cortar catéter en neonatología

Catéteres PICC no diseñados para ser cortados

Los dispositivos no diseñados para ser cortados cuentan con limitaciones y/o riesgos que es necesario conocer:


Punta distal



Monolumen




Bilumen



Trilumen

Sistema de numeración

Los sistemas de medición de longitud del catéter se disponen clásicamente mediante un marcado centimetrado progresivo desde el punto más distal.



Desperfectos en el corte

Desperfectos ocasionados por el material utilizado para realizar el corte, que producen distintos tipos de corte y pueden aumentar el riesgo de trombosis.



Con guillotina



Con bisturí



Con tijeras

