

DIFERENCIAS Y PUNTOS COMUNES TÉCNICAS SELDINGER

SELDINGER CLÁSICA

Guía más larga

Dilatación con dilatador que se retira

El catéter se introduce a través de la guía que se retira tras la inserción

SELDINGER MODIFICADA

Guía de longitud < 50 cm

Introducción de doble pieza (introduccion y dilatador)

Retiro de guía y dilatador

El catéter se introduce a través del introduccion

El introduccion se pela tras la inserción del catéter



PUNTOS COMUNES

Guía flexible anti-acodamiento (nitinol)

Aguja fina de 21G

Inserción con ecografía