




Gestión vascular

Acceso vascular

smart**midline**™

¿Por qué midline?

Cada año se colocan en Europa más de 250 millones de PIV* y 300.000 PICC¹


Pero, ¿son siempre los dispositivos más adecuados?

El primer intento de inserción de una vía intravenosa periférica no tiene éxito en el 12-54% de los pacientes²... mientras que los intentos repetidos de inserción provocan traumatismos venosos y aumentan el riesgo de complicaciones.

Hasta el **69%** de los **PIVs** fracasan antes de finalizar el tratamiento.³

43% de los **PICC** se utilizan de forma inadecuada⁴... mientras que con un PICC aumenta el riesgo de CLABSI y TVP²

Midline es la alternativa perfecta...



Midline versus **PIV**

- ✓ Solo 1 pinchazo
- ✓ Menor tasa de fallos

Midline versus **PICC**

- ✓ Más rentable
- ✓ Preservación de las venas centrales

Línea media: la indicación correcta

Pacientes con difícil acceso venoso
o que requieran más de 6 días de tratamiento
sin indicación de acceso venoso central


* PIV = Catéteres intravenosos periféricos | ** TVP = Trombosis venosa profunda | DIVA = Acceso intravenoso difícil

Presentación de smartmidline™

Inserción más fácil, múltiples tamaños, clasificación CT

smartmidline™

Técnica Seldinger directa
Fácil y rápida de insertar
Permite acceder a venas pequeñas



Nuevo, «Línea media
de potencia inyectable
hasta 5cc/s»
equipado con clamp

Prolongador integrado
• Mantiene las manipulaciones
alejadas del lugar de inserción,
reduciendo el riesgo de infección
• Mejora la fijación del
catéter, reduciendo el riesgo
de flebitis

Clasificación CT
Hasta 7 ml/s

De 4 cm a 25 cm /
de 2Fr a 5Fr
Adaptado a las necesidades
de todos los usuarios
Punta atraumática perfilada

Reduce el riesgo de trombosis

Para obtener resultados óptimos, debe utilizarse con:



Vysion Andy:

Sistema de ultrasonidos Vysion Andy
Códigos 1YO8H043-01 (Lineal
pequeño blanco y negro inalámbrico) ,
1YO8H043-02 (Lineal pequeño blanco
y negro inalámbrico con DICOM),
1YO8H033-01 (Lineal pequeño en
color sin cables con DICOM),
3YO8D001 (DICOM (opción))



VYSET inserción Sets

Códigos V02771713 (básico),
V02771714 (completo),
V02771818 (barrera máxima)



griplik Dispositivo de sujeción

Código 5804.04

Gama

Tamaño catéter (Fr)	Longitud de catéter (cm)	Caudal máximo (ml/s)	Longitud de aguja (cm)	Dilatador	GUÍA	
					Acero inoxidable	Nitinol
2	4	1.5	4.5	-	128.1204	-
	6			-	128.1206	128.12062
	8	1		-	128.1208	128.12082
	10			-	128.1210	-
	15	0.5		-	128.1215	-
	20			-	128.1220	-
3	6	1.5	4 y 7	✓	128.1306	-
	8			✓	128.1308	128.13082
	10			✓	128.1310	128.13102
	12	1		✓	128.1312	128.13122
	15			✓	128.1315	-
	20			✓	128.1320	-
4	8	5	7	✓	128.1408	128.14082
	10			✓	128.1410	128.14102
	12			✓	128.1412	128.14122
	15			✓	128.1415	128.14152
	20			✓	128.1420	128.14202
	25			✓	128.1425	128.14252
5	15	7	128.1515*			
	20		128.1520*			

*Los catéteres de 5Fr sesuministran sin accesorios. Deben utilizarse con un kit MST con vaina introductora de 5,5 Fr, refVGAG1146-557.

1 Informe iData 2014

2 Helm R. E., Klausner, J. D., Klemperer, J. D., Flint, L. M., & Huang, E. (2015). Aceptado pero inaceptable. Journal of Infusion Nursing, 38(3), 189-203

3. Marsh N., Webster J., Flynn J., Mihala G., Hewer B., Fraser J., Rickard C.M. Securement methods for peripheral venous catheters to prevent failure: a randomised controlled pilot trial. J Vasc Access 2015; 16 (3): 237-244.

4 Chopra V, Flanders SA, Saint S. et al. The Michigan Appropriateness Guide for Intravenous Catheters (MAGIC): Resultados de un panel multiespecialidad utilizando el método de adecuación RAND/UCLA. Anales de medicina interna 2015; 163(6): Suplemento.

5 Adams V. El catéter de línea media: una revisión clínica. The Journal of Emergency Medicine, vol. 51, n.º 3, pp. 252-258, 2016.

PARA MÁS INFORMACIÓN, DIRÍJASE A: comunicacion@vygon.com

Las especificaciones que figuran en este folleto son meramente informativas y no tienen, en ningún caso, carácter contractual

Vygon. Polígono Industrial Fuente del Jarro, C/ Ciudad de Sevilla, 34, 46980, Paterna (Valencia)

+ 34 961 34 30 30

www.vygon.com

