

QUELLES CARACTÉRISTIQUES DEVRAIT AVOIR LE **CONNECTEUR** **IDÉAL POUR LA NUTRITION ENTÉRALE NÉONATALE ?**




SÉCURISÉ

- ▶ **Incompatible avec les connecteurs Luer** et autres connecteurs de petit diamètre utilisés dans d'autres applications
- ▶ Permet une connexion fiable entre les composants **sans fuites ni fissures**



ADAPTÉ POUR LES PRÉMATURÉS

- ▶ Avec les **connecteurs les plus petits possibles**
- ▶ Avec les **connecteurs les plus légers possibles**
- ▶ Chez les prématurés, une **connexion large et lourde comporte des risques de lésions cutanées** ou de déplacement prématuré du tube



PRÉCIS

- ▶ **Espace mort interne inférieur à 0,1 mL**
- ▶ Génération de **déplacement de fluide inférieure à 0,05 mL** lors de la connexion