

PROTEGE A TU EQUIPO Y SALVA A TUS PACIENTES

PROTOSCOLOS DE RCP EN TIEMPOS DE COVID-19

ESCENARIO N°2 SOPORTE VITAL AVANZADO SIN VENTILADOR CON B-CARD

Protocolo diseñado por el Dr. Ignacio Garrote, del Servicio de Emergencias Sanitarias SESCAM en colaboración con el Dr. Georges Boussignac.



OBJETIVOS



Mejorar la protección del personal sanitario con un dispositivo de **uso único**.

RCP de calidad en el caso de no disponer de un ventilador: permite ejecutar **compresiones torácicas ininterrumpidas con oxigenación y ventilación con presión positiva**



CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y/O MANTEMIMIENTO



Parada cardiorrespiratoria **presenciada o** hasta de **5 min** de evolución.

Inicio de la **cardiocompresión** en los primeros **5 min** después de la parada.



Sin otros criterios de **NO reanimación** y según las circunstancias de su hospital receptor.

Pacientes con elevada posibilidad de volver a una vida normal e independiente tras la parada.



PROCEDIMIENTO EN SVA SIN VENTILADOR



1

Orden de continuar CCC al 1er interviniente o SVB.




2

EPI adecuado.



3

Desfibrilación si corresponde.



4

Inicio de CCC por SVA cánula orofaríngea.



5

Colocación de dispositivo supraglótico + mascarilla quirúrgica (MOIR) perforada + Filtro + B-Card.



6

Si IOT (preferible video-laringoscopia) + **Filtro + B-card**. Inflar balón antes de abrir oxígeno. Deseable MOIR.



7

Continuar RCP y valorar causas reversibles.



8

Si ROSC: cuidados post RCP y contactar con centro coordinador para recepción.

