

## ¡UN POCO DE LUZ SOBRE LAS TÉCNICAS SELDINGER\*!



*Seldinger*

Dilatador estándar

Dilatación  **fina**:  
menos sangrado,  
bisturí no siempre necesario

Especialmente adecuado  
en  **niños**  y pacientes  
 **anticoagulados**



PUNTOS COMUNES  
A LAS 2 TÉCNICAS

Guía de nitinol



Aguja de 21G



*Microseldinger*

Microintrodutor  **pelable**   
con dilatador interno

Dilatación  **gruesa** :  
el catéter va por dentro  
del introductor = no hay  
resistencia

Especialmente indicado  
en tejidos subcutáneos  
 **blandos**