



# TEST DE ALLEN


Valorar permeabilidad arterial y circulación colateral



**1** Localizar la arteria radial y cubital. Presionar para evitar que llegue flujo sanguíneo a la mano.



**2** Pedir al paciente que abra y cierre la mano repetidamente hasta observar palidez en la mano.



**3** Liberar presión en la arteria cubital y mantener presión en la radial. Valorar tiempo que tarda la mano en recuperar su color.

## INTERPRETACIÓN RESULTADOS

< 5''

Tiempo **adecuado** de relleno vascular.

6-9''

El resultado debería complementarse con **Ecografía Doppler**.

> 10''

Punción **contraindicada**.