

LÍNEA MEDIA O MIDLINE

La **línea media** es un catéter venoso cuya **longitud** puede variar entre **4 y 30 cm**.


Su **inserción es periférica** y se realiza con **técnica Seldinger o Micro Seldinger (MST)**.

BENEFICIOS

- Máxima prevención de las complicaciones
- Reducción de los pinchazos
- Un solo catéter para todo el tratamiento

PERMITE

- Administrar soluciones con pH entre 5 y 9 y osmolaridad <600
- Medicación de uso periférico
- Administrar hemoderivados
- Extracción sanguínea



UBICACIÓN DE LA PUNTA



CORRECTO CUIDADO MIDLINE

- Utilizar técnica ANTT para manipular el catéter
- Limpiar zona de punción y catéter con clorhexidina
- Fijación del catéter con SAS o adhesivo
- Lavado del catéter antes y después de cada infusión
- Administrar solo fármacos compatibles con la vía periférica