## Evaluación de la circulación colateral en el abordaje radial

## Más allá del test de Allen



Método alternativo/ complementario

Descripción

Ventajas

Limitaciones



Sensor en el dedo para medir saturación y pulso tras compresión arterial.

Objetiva, rápida, no invasiva.

Puede fallar en pacientes con mala perfusión periférica.



Visualización directa del flujo en arterias radial y cubital.

Alta precisión, útil en anatomías complejas.

Requiere equipo y formación especializada.




Imagen detallada del arco palmar.

Precisión anatómica. Costosa y no indicada como prueba rutinaria.

