

5 BENEFICIOS DE LA EADYN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

01 Optimización del uso de vasopresores

Ajustar o reducir dosis de noradrenalina en pacientes que ya la reciben.

- $>0,94$: destete exitoso
- $<0,94$: disminución PAM al reducir dosis

03 Mejor evaluación del estado hemodinámico

Refleja equilibrio presión y flujo (PPV/VVS): ajustar tratamiento vasopresor.

Facilita diferenciación causas hipotensión:

- Vasodilatación
- Hipovolemia
- Disfunción cardíaca

05 Mejora de los resultados clínicos

Asociado con menor incidencia lesión renal aguda (AKI)
Conseguir buena perfusión tisular
Menor estancia UCI

02 Guía funcional para destete vasopresores

Indicador de tono arterial: identificar pacientes aptos para reducir dosis

Permite investigar causa hipotensión

Valor predictivo: tomar decisiones seguras
proceso retirada soporte vasopresor

04 Reducción intervenciones innecesarias

Reduce duración tratamiento al evitar administración innecesaria fluidos para reducir soporte vasopresor.

