


DIFERENCIAS CLÍNICAS ENTRE EL N-PICC Y EL CATÉTER CORTO

• EVIDENCIA BASADA EN LA PRÁCTICA •



CATÉTER CORTO

- 5 catéteres suponen > de 10 intentos de inserción¹
- Tasa alta de complicaciones: 51%²

- 1 inserción - 2 intentos
- Tiempo de permanencia correcta - 32/34 horas



n-PICC

- 1 catéter supone 1,4 intentos de inserción
- Tasa baja de complicaciones: 12%

- 1 inserción - 1.4 intentos
- Tiempo de permanencia correcta - 18 días