


VENOPUNCIÓN ECOGUIADA: Un “Gold Standard” para el acceso vascular neonatal



¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE CANULACIÓN MÁS EFICAZ?

Enfoque convencional

- ❌ Basado en puntos de referencia anatómicos
- ❌ Punción a ciegas
- ❌ No presencia de variaciones anatómicas

Enfoque guiado por ecografía

- ✅ Visualización de los vasos sanguíneos
- ✅ Guiado de la aguja en tiempo real
- ✅ Evaluación de la anatomía del paciente



ENFOQUE GUIADO POR ECOGRAFÍA:

- Identificación precisa de las venas
- Canulación precisa y controlada
- Confirmación inmediata de la entrada
- Menor duración de la intervención
- Mejora de la experiencia del paciente y del sanitario
- Preservación del acceso vascular futuro



BENEFICIOS CLAVE

- ✅ Mayores tasas de éxito en el primer intento
- ✅ Menos intentos de punción
- ✅ Menor número de complicaciones mecánicas (punción arterial accidental)



La guía ecográfica mejora la seguridad, la eficacia y los resultados clínicos.