

RECOGIDA DE SANGRE ARTERIAL

1 LAVADO DE MANOS

1



Lavar de manos mediante técnica aséptica

2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN

2



Colocar los guantes

3 CONTENCIÓN

3



Inmovilizar correctamente la extremidad a puncionar

4 LAVAR EL ÁREA


4



Limpiar el área de punción con una solución antiséptica

5 EQUIPO


5



Emplear una aguja mariposa conectada a la jeringa

6 LOCALIZACIÓN ARTERIA

6



Localizar la arteria con los dedos índice y corazón hasta notar el latido cardíaco y apreciar su tamaño y trayectoria

7 PUNCIÓN

7



Con la aguja conectada a la jeringa, pinchar en un ángulo de 45° en neonatos y en de entre 15 a 25° en prematuros

8 RETORNO DE SANGRE

8



A medida que penetre la aguja aspirar suavemente hasta obtener retorno

9 RETIRADA DE AGUJA


9



Extraer la sangre y retirar la aguja

10 EVITAR HEMORRAGIA

10



Hacer presión durante, al menos 5 minutos, para evitar la hemorragia

11 IDENTIFICACIÓN

11



Etiquetar la jeringa para identificar la muestra correctamente

12 ANÁLISIS

12



Enviar las muestras a laboratorio y registrar la actividad